単年度試験研究成績書

| 課題名:Ⅰ−2(1)かながわ特産品の有利販売を推進する技術開発

ア 県産農産物の品質特性の解明・品質評価技術の開発

(ウ)遺伝子解析手法を活用した在来品種の交雑確認調査

予算区分:県単 担当部:生産技術部、普及指導部

研究期間:2023(令和5)年度 担当者:上西 愛子・古和口 智絵

(2023 (R5) ~2027 (R9) 年度) 協力・分担関係:セレサ川崎農協、

要望区分:あり 神奈川つくい農協

1 目的

神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例の適正な運用に資するために、本県固有の在来品種であり、現在、かながわブランド産品として生産・販売が進められているアブラナ科ののらぼう菜、大山菜 (大山そだち) およびダイズの津久井在来を対象に遺伝子組換え作物との交雑調査を行う。

2 方法

- (1) 供試系統 のらぼう菜(セレサ川崎農協)、津久井在来(生産者) 津久井在来は採種圃7圃場分を供試した。大山菜は今年度の採種が無かったため実施しなかった。
- (2) 試験期間 2023年10月から2024年3月
- (3) 実施場所 農業技術センター(生物工学実験室、遺伝子解析実験室、遺伝資源保存実験室、ガラス温室)

(4) 調査方法

ア 免疫クロマトグラフ法による調査

ストラテジック・グデアグノスティク社製の検査キット (Leef/Seed test RUR および Leef/Seed test LL) を用いて、のらぼう菜は種子 200 粒について、津久井在来は採種圃 7 圃場分に ついてはそれぞれ種子 100 粒、合計 700 粒について、グルホシネート耐性タンパク質 (PAT) および グリホサート耐性タンパク質 (CP4 EPSPS) の有無を調査した。

イ PCR 法による調査

- (4) PCR 反応条件: グリホシネート耐性遺伝子 (bar) およびグリホサート耐性遺伝子 (cp4 epsps) を調査対象として PCR 法による分析を行った。 PCR のプライマーは、既報 ¹⁾の bar7(5'-ACAAGCACGG TCAACTTCCGTAC-3') および bar8(5'-GAGCGCCTCGTGCATGCGCACG-3') と EPSPS7(5'-AAGAACTCCGTGTTAAG GAAAGCGA-3') および EPSPS8(5'-AGCCTTAGTGTCGGAGAGTTCGAT-3') を用いた。 PCR 反応は 94°C3 分、 (94°C1 分、60°C1 分、72°C2 分)を 35 サイクル、72°C10 分で行った。
 - ¹⁾ 独立行政法人国立環境研究所 環境省請負業務「平成25年度遺伝子組換え生物による影響監視 調査」報告書 平成26年3月

3 結果の概要

(前年度までの要約)

大山菜、のらぼう菜、津久井在来から、除草剤耐性タンパク質および遺伝子は検出されず、遺伝子組換え作物との交雑による在来品種の汚染はないものと考えられた。

(本年度の結果)

(1)免疫クロマトグラフ法による調査

のらぼう菜、津久井在来を用いて実施した免疫クロマトグラフ法による調査の結果、グルホシネートおよびグリホサートに対する耐性タンパク質はいずれも検出されなかった(表1、図1、図2)。

(2) PCR 法による調査

のらぼう菜、津久井在来を用いて実施した PCR 法による調査の結果、bar遺伝子および cp4 epsps遺伝子の DNA 断片が増幅される個体は確認されなかった(表 1)。

(まとめ)

本県の在来品種であるのらぼう菜および津久井在来について、免疫クロマトグラフ法および PCR 法に

よる調査の結果、除草剤耐性タンパク質および遺伝子は検出されなかった。遺伝子組換え作物との交雑による在来品種の汚染はないものと考えられた。

4 主要なデータ

表1 在来品種における除草剤耐性タンパク質及び遺伝子の検査結果²

作物	供試数			陽性反応検出個体数			
				グルホシネート		グリホサート	
	免疫クロマト グラフ法	PCR法	計	免疫クロマト グラフ法	PCR法	免疫クロマト グラフ法	PCR法
のらぼう菜	200	400	600	0	0	0	0
津久井在来	700	700	1,400	0	0	0	0

^{*}試料としてのらぼう菜は免疫クロマトグラフ法による検査には種子を、PCR法による検査には葉片を用いた。津久井在来は両検査とも種子を用いた。



図1 免疫クロマトグラフ法による除草剤耐性タンパク質の検出結果(のらぼう菜)

種子20粒をまとめて10テストスリップで実施し、合計400粒について調査した。青色のテストストリップ(上段)はグリホサート耐性タンパク質(CP4 EPSPS)、紫色のテストストリップ(下段)はグルホシネート耐性タンパク質(PAT)を検出する。除草剤抵抗性タンパク質が存在する場合にはテストストリップ中央部に赤色の2本目のバンドが出現する。




図2 免疫クロマトグラフ法による除草剤耐性タンパク質の検出結果(津久井在来)

1 圃場あたり種子10 粒をまとめて10 テストスリップで実施し、合計100 粒について調査した。青色のテストストリップ (上段)はグリホサート耐性タンパク質 (CP4 EPSPS) 、紫色のテストストリップ (下段)はグルホシネート耐性タンパク質 (PAT) を検出する。除草剤抵抗性タンパク質が存在する場合にはテストストリップ中央部に赤色の2本目のバンドが出現する。

5 今後の問題点と次年度以降の計画 令和6年度も引き続き調査を実施する。

6 結果の発表、活用等

神奈川県環境農政局農水産部農政課 web ページ「在来品種の交雑確認調査」において調査結果を公開し、神奈川県遺伝子組換え作物交雑等防止条例の適正な運用に資する。